

TRUST ALLURE, 2025

HYAFILIA®



3 VERSÕES COM
INDICAÇÕES
ESPECÍFICAS:
SOFT, MOLD E VOLUME

**TECNOLOGIA
CHA-HEART
EXCLUSIVA**

ALTA ELASTICIDADE, COESÃO, REFINAMENTO
MOLECULAR COM MAIOR PROPORÇÃO DE GEL
E ALTA ADERÊNCIA TECIDUAL



HYAFILIA®

Mold




HYAFILIA® Mold proporciona volume e definição para áreas que necessitam de maior definição ou preenchimento. Sua tecnologia ART oferece alta elasticidade e aderência, permitindo um contorno facial preciso e natural.

Soft



HYAFILIA® Soft oferece hidratação profunda e natural, sendo ideal para procedimentos que exigem precisão e suavidade. Sua tecnologia promove alta coesão e garante resultados de longa duração.



Volume




HYAFILIA® Volume é projetado para proporcionar uma volumização eficaz e uma definição facial superior. Sua tecnologia garante alta elasticidade e aderência, sendo ideal para o tratamento de olheiras e marcas profundas.

- 01 - INTRADÉRMICO - SOFT**
- 02 - SUBCUTÂNEO - SOFT / MOLD**
- 03 - SUBMUSCULAR - MOLD / VOLUME**
- 04 - PLANO JUSTA ÓSSEO - VOLUME**

TECNOLOGIA CHA - HEART

Utilizando nossa tecnologia CHA - HEART (Cross-linked Hyaluronic Acid of High concentration Emulsion Arrangement & Refinement Technology) de mistura de AH com ligação cruzada, alcançamos uma alta concentração ao aumentar a proporção de gel. O resultado é um produto de melhor elasticidade e excelente coesão e adesão.




- NATURALIDADE
- LONGA DURAÇÃO
- SUAVIDADE
- SEGURANÇA


HYAFILIA[®] SMV

EM 3 ETAPAS

PRÉ - PROCEDIMENTO



01




LINHAS ESTÁTICAS FRONTAIS E GLABELARES

RUGAS PERIORBITAIS FINAS

LINHAS PERIORAIS

HIDRATAÇÃO LABIAL

02




REPOSICIONAMENTO SUPERCILIAR E PREENCHIMENTO DE TÊMPORAS

SUAVIZAÇÃO DE OLHEIRAS E CALHA LACRIMAL

SULCO NASOLABIAL

CONTORNO LABIAL

03



ESTRUTURAÇÃO DE MALAR E ZIGOMÁTICO

MANDÍBULA

MENTO



HYAFILIA®



COMPOSIÇÃO	HA reticulado (20 mg/mL)	HA reticulado (20 mg/mL)	HA reticulado (20 mg/mL)
INDICAÇÕES	Correção de rugas superficiais	Preenchimento de todas as rugas moderadamente pronunciadas em toda a face	Preenchimento de rugas profundas
ÁREA DE INJEÇÃO	Derme superficial	Derme média	Derme profunda ou tecido subcutâneo
UNIDADE DE EMBALAGEM	1 ml	1 ml	1 ml
CERTIFICAÇÃO	CE / MFDS ANVISA	CE / MFDS ANVISA	CE / MFDS ANVISA
VISCOSIDADE COMPLEXA (CP)	2,309,00	2,858,00	4,049,00
G' (CP, ELASTICIDADE)	284	349	484
G'' (CP, VISCOSIDADE)	115	145	188
ADERÊNCIA (N)	0.59	0.60	0.61
FORÇA DE INJEÇÃO (N, <40N)	12	14	16
GRANULOMETRIA (UM)	240	380	840
USINGBDDE (MOL% <12%)	1.0	1.75	2.0
REDUCEBDDE (<2PPM)	< 0.5 ppm	< 0.5 ppm	< 0.5 ppm
ENDOTOXIN (<5 EU/ML)	< 0.25 EU / ml	< 0.25 EU / ml	< 0.25 EU / ml
CROSS LINKED HA MW (M DA, 10)	2.45	3.45	3.86
DURAÇÃO	6-12 meses	6-12 meses	6-12 meses